

EQUIPOS PARA TINCIONES VARIAS

CAT	DESCRIPCION					
541	GRAM EQUIPO DE COLORANTES Equipo de colorantes para tinción de bacilos Gram +/-Incluye: Safranina, Yodo Gram, Violeta de Genciana y Alcohol acetona.	Equipo	125 ml			
548	HEMOCOLORANTE RAPIDO Equipo de colorantes para tinción policromatica manual, rápida de frotis sanguíneo. Incluye: Eosina Amarillenta en amortiguador de fosfatos, Azur-Azul de metileno en amortiguador de fosfatos y	Equipo	100 ml			
64293	ZIEHL NEELSEN EQUIPO para Tinción BAAR Equipo de colorantes para tinción de bacilos alcohol ácido resistentes por método Ziehl Neelsen (Método en frío). Incluye Fucsina carbol, Alcohol ácido y Azul de metileno loeffler.	Equipo	125 ml			
64294	PAPANICOLAOU EQUIPO DE COLORANTES Equipo de tinción para citología exfoliativa (frotis vaginal, líquidos y expectoraciones). Incluye: Hematoxilina Harris, Papanicolaou OG-6, Papanicolaou EA-50 y Activador.	Equipo	500 ml	Equipo	1000 ml	
64295	METODO DE P.A.S. (Ácido Peryódico-Schiff) Equipo de colorantes para tinción de cortes histológicos (Ácido Peryódico-Schiff) para mucopolisacáridos ácidos y neutros, hongos y bacterias. Incluye: Ácido Peryódico, Ácido Clorhídrico, Reactivo Schiff, Hematoxilina de Harris (125 ml c/u.), Azul Alcian y Verde	Equipo				
64297	TRICROMICA DE MASSON EQUIPO DE COLORANTES Equipo de tinción para Histopatología (colágena). Incluye: Fucsina ácida-Escarlata Biebrich, Liq. de Bouin, Azul Anilina, Hematoxilina Weigerth, Ácido fosfomolibdico-fosfotungstico y Cloruro férrico (de	Equipo				
64298	HEMATOXILINA Y EOSINA AMARILLENTO Equipo de tinción rutinaria para histopatología.	Equipo	1000 ml			
64840	WRIGHT EQUIPO Equipo colorante para frotis sanguíneo y medula ósea por método de Wright. Incluye Sol. Wright y solución amortiguadora de fosfatos pH 6.4.	Equipo	500 ml	Equipo	1000 ml	

REACTIVOS PARA CROMOENDOSCOPIA

CAT	DESCRIPCION					
64350	CROMOENDOSCOPIA (Equipo para tinción - del tracto digestivo)	Equipo	4 fcos			
64351	AZUL DE METILENO 1% ESTERIL		20 ml			
64352	TIOSULFATO DE SODIO 25 % ESTERIL		30 ml			
64353	YODO LUGOL 1%		20 ml			
64354	INDIGO CARMIN 0.3%		20 ml			

EQUIPOS PARA TINCIONES CITOQUIMICAS

CAT	DESCRIPCION						
64330	TINCION PARA ESTERASA ANAE EQUIPO "Para diagnóstico de leucemias" Incluye:Alfa Naftol acetato, Buffer pH 7.6, Pararosnilina, Nitrito de sodio, Verde de metilo.	6	det	12	det		
64320	TINCION DE PERLS EQUIPO "Para detectar hierro en medula ósea" Incluye: ferrocianuro de potasio, Acido clorhídrico, Rojo nuclear rapido.	8	det	17	det		
64310	TINCION DE PEROXIDASA EQUIPO "Para Diferenciación de leucemias" Incluye: Reactivo 4-cloro alfa naftol, Buffer pH 6.3, Peroxido de Hidrogeno, Safranina.	6	det	12	det		

64295 METODO DE P.A.S. (Ácido Peryódico-Schiff) Equipo de colorantes para reacción de ácido peryódico* Schiff en leucocitos, mucopolisacáridos y glicoproteína. Incluye: Ácido Peryódico, Ácido Clorhídrico, Reactivo Schiff, Hematoxilina de Harris, Azul Alcian y Verde Claro.

MEJORADO